



KATALOG KUWET FIRMY BIOSENS

<i>Materiał</i>	<i>Kod</i>	<i>%T dla pustej kuwety</i>	<i>Różnica w dopasowaniu</i>
Szkoło optyczne	OG	82% przy 350 nm	maks. 0,5 % przy 350 nm
Szkoła kwarcowe ES	QS	88% przy 200 nm	maks. 0,5 % przy 200 nm

Standardowa kuweta szklana z przykrywką teflonową.

<i>Zdjęcie</i>	<i>Nr kat.</i>	<i>Droga optyczna mm.</i>	<i>Obj. ml</i>	<i>Wymiary mm</i>	<i>Cena netto PLN</i>
	1OG10	10	3,5	45x12,5x12,5	70,00
	1OG20	20	7	45x12,5x22,5	80,00
	1OG40	40	14	45x12,5x42,5	90,00
	1OG50	50	17,5	45x12,5x52,5	100,00
	1OG100	100	35,5	45x12,5x102,5	130,00


Standardowa kuweta kwarcowa z przykrywką teflonową.

<i>Zdjęcie</i>	<i>Nr kat.</i>	<i>Droga optyczna mm.</i>	<i>Obj. ml</i>	<i>Wymiary mm</i>	<i>Cena netto PLN</i>
	1QS1	1	0,35	45x12,5x3,5	170,00
	1QS2	2	0,7	45x12,5x4,5	170,00
	1QS5	5	1,7	45x12,5x7,5	170,00
	1QS10	10	3,5	45x12,5x12,5	170,00
	1QS20	20	7	45x12,5x22,5	200,00
	1QS40	40	14	45x12,5x42,5	210,00
	1QS50	50	17,5	45x12,5x52,5	240,00
	1QS100	100	35,5	45x12,5x102,5	470,00

Treści prezentowane w niniejszym cenniku, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży. W związku z powyższym ww. informacje, w tym ceny, mogą ulec zmianie aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z klientem.

Czas dostawy wynosi 2-5 dni od daty zamówienia. Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% VAT, oraz koszt transportu w wysokości 25 PLN netto.

Standardowa kuweta kwarcowa z korkiem teflonowym					
<i>Zdjęcie</i>	<i>Nr kat.</i>	<i>Droga optyczna mm.</i>	<i>Obj. ml</i>	<i>Wymiary mm</i>	<i>Cena netto PLN</i>
	21QS10	10	3,5	45x12,5x12,5	190,00
	21QS20	20	7	45x12,5x22,5	210,00
	21QS40	40	14	45x12,5x42,5	240,00
	21QS50	50	17,5	45x12,5x52,5	310,00
	21QS100	100	35,5	45x12,5x102,5	600,00

Kuweta kwarcowa półmikro z czernionymi ściankami					
<i>Zdjęcie</i>	<i>Nr kat.</i>	<i>Droga optyczna mm.</i>	<i>Obj. ml</i>	<i>Wymiary mm</i>	<i>Cena netto PLN</i>
	9QS10	10	0,7 ml	45x12,5x12,5	210,00
	18QS10	10	1,4	45x12,5x12,5	210,00

Kuweta kwarcowa do fluorymetru z przykrywką teflonową lub z korkiem (K)					
<i>Zdjęcie</i>	<i>Nr kat.</i>	<i>Droga optyczna mm.</i>	<i>Obj. ml</i>	<i>Wymiary mm</i>	<i>Cena netto PLN</i>
	3QS5	5	1,7	45x12,5x7,5	240,00
	3QS10	10	3,5	45x12,5x12,5	240,00
	23QS10 K	10	3,5	45x12,5x12,5	270,00
	18FQS10	10x4	1,4	45x12,5x12,5	410,00
	9FQS10	10x2	0,7	45x12,5x12,5	410,00

Treści prezentowane w niniejszym cenniku, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży. W związku z powyższym ww. informacje, w tym ceny, mogą ulec zmianie aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z klientem.

Czas dostawy wynosi 2-5 dni od daty zamówienia. Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% VAT, oraz koszt transportu w wysokości 25 PLN netto.