

PREZENTACJA PRODUKTU



Producent: **METASH**
Gwarancja: **12 miesięcy**
Czas realizacji: **Do 14 dni**

Spektrofotometr V5000

Jednowiązkowy spektrofotometr VIS.

Spektrofotometr V5000 jest urządzeniem prostym w użyciu, przy pomocy jednego przycisku możliwa jest zmiana trybu z transmitancji na absorbancję lub koncentrację. Oprogramowanie spektrofotometru dostępne jest w języku polskim i umożliwia wykonywanie pomiarów A/T. Spektrofotometr posiada ekran LCD o rozdzielczości 128x64 pikseli. Wyniki pomiarów mogą być przechowywane w pamięci wewnętrznej (do 200 pomiarów).

Opcjonalne oprogramowanie UV Basic pozwala na rozszerzenie możliwości urządzenia i pomiar krzywej kalibracyjnej pomiarów A/T przy jednej długościach fali oraz pomiar kinetyczny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

spektrofotometr V5000

- Długość fali nastawiana ręcznie
- Szczelina 4 nm.
- Zakres pracy 325-1000 nm.
- Dokładność długości fali +/- 2 nm.
- Powtarzalność długości fali 1 nm.
- Dokładność fotometryczna $\pm 0,5\%T$.
- Czteropozycyjny uchwyt na kuwety 10 mm.
- Źródło światła: lampa wolframowa.
- Wbudowany port USB do podłączenia do komputera.
- Menu w j. polskim.
- Standardowe możliwości: pomiary A, T, C przy stałej długości fali.